

手洗いと同時に殺菌、消毒

高濃度タイプ

殺菌・消毒用手洗い剤

医薬部外品

IG 薬用ハンドクリーンウォッシュ スーパーコンク 250g



パウチ包装で正確に 希釈できます

移しかえしやすい菱形のパウチ包装を採用。専用の希釈ボトルを用いることで簡単かつ正確に希釈できます。

パウチの
ご紹介



軽くて扱いやすく 省スペース

コンパクトなので在庫スペースを取らず、
軽いので作業者の負担も軽減できます。

殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合

逆性石けんを配合していますので、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。

経済的な高濃度タイプ

10~20倍にうすめて使用できますので、とても経済的です。

石けんカスが付きにくい

石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。手洗い設備に石けんカスが付着しにくく、清掃がラクになります。



商品コード: 148201
品名: 詰替用フォーマーボトル
400ml



当社「パウチ洗剤」が、環境省による「プラスチックスマート」に登録されました。海洋プラスチック問題の解決に貢献します。

M61-179

例: 10倍希釈液の作り方  ×10



⚠ **注意** 必ずお守りください。

- 製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
- 石けんから切り替えの際は、泡立ちを少なく感じて、使い過ぎることがあります。使い過ぎにご注意ください。
- 湿しん、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。
- 赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。

使用方法

1. 10～20倍にうすめて使用してください。
2. 容器から手のひらに手洗剤を適量とって泡立てた後、よくこすりながら洗います。
3. 流水で手をよくすすぎます。




成分表示など

- ◆有効成分 濃ベンザルコニウム塩化物液50
- ◆その他の成分 アルキルグリコシド、ラウリルジメチルアミノオキシド液、グリセリン、POEオレイルセチルエーテル、エデト酸塩、POEラウリルエーテル、pH調整剤、青色1号、黄色4号
- ◆香り 無香タイプ

商品データ

品名	IG薬用ハンドクリーンウォッシュ スーパーコンク 250g
販売名	ハンドクリーナー コンクB
荷姿	250g×4袋/1ケース
商品寸法	右図参照
ケース寸法*	107mm×192mm×77mm
積重可能段数	3段
商品コード	148200
JANコード	4560193322250
ITFコード	-

パウチ外寸



5倍広口希釈ボトル
専用希釈ボトル
商品コード:148202

* 寸法は幅 × 奥行 × 高さを設計値で記載しています。
・商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

発売元  **イーダ株式会社**
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-4
TEL (03)3663-0641
<http://www/iida-group.com/>

(株)岡崎鶏卵 志布志店
〒899-7103
鹿児島県志布志市志布志町志布志3228-7
Tel : 099-472-3845
Fax : 099-472-0359
E-mail : info@ok-sibusi.jp
URL : http://ok-sibusi.jp/